

focal toneTM basis S for child

ベイシスSフォーチャイルド

使いやすさと聴きやすさを追求したチェストピース。
小さな体へのフィット性を考慮した小児用モデル。



ダブルヘッド



フィンガー
シェイプデザイン



ステンレス製
チェストピース



ソフトシリコン
イヤーチップ



ロングチューブ



ラテックス
フリー

希望小売価格(税別) | 12,000円



サイズ	全長:76cm、チェストピース径:3.5cm
重量	156g
材質	チェストピース:ステンレス Yチューブ:塩化ビニル 耳管:ステンレス イヤーチップ:シリコン ノンチルリング・ノンチルカバー:塩化ビニル



focal toneTM basis S educational scope

ベイシスS
エデュケーショナルスコープ

2人~4人が同時に音を聞き取れ、
正確な聴診を学ぶことができる教育用聴診器。



ダブルヘッド



フィンガー
シェイプデザイン



ステンレス製
チェストピース



ソフトシリコン
イヤーチップ



ロングチューブ




ラテックス
フリー

希望小売価格(税別) | 2人用 20,000円
4人用 30,000円



サイズ	全長:約135cm、チェストピース径:4.7cm
重量	334g
材質	チェストピース:ステンレス Yチューブ:塩化ビニル 耳管:ステンレス イヤーチップ:シリコン ノンチルリング・ノンチルカバー:塩化ビニル



4人用