

# focal tone<sup>TM</sup> advance アドバンス

振動板面は力の強弱で、低周波・高周波の聴音切り替えが可能。

高い聴音効率で同一面での連続診察を可能に。



ダブルヘッド



サスペンデッド  
ダイヤフラム



ステンレス製  
チェストピース



ソフトシリコン  
イヤーチップ



ロングチューブ



ラテックス  
フリー



希望小売価格(税別) | 13,500円

サイズ	全長:78cm、チェストピース径:4.7cm
重量	158g
材質	チェストピース:ステンレス Yチューブ:塩化ビニル 耳管:ステンレス イヤーチップ:シリコン ダイヤフラムリング・ベルカバー:塩化ビニル



# focal tone<sup>TM</sup> basis S ベイシスS

硬度・音響性能の高いステンレスを採用。

ベーシックな機能を進化させたスタンダードモデル。



ダブルヘッド



フィンガー  
シェイプデザイン



ステンレス製  
チェストピース



ソフトシリコン  
イヤーチップ



ロングチューブ



ラテックス  
フリー



希望小売価格(税別) | 10,800円

サイズ	全長:77cm、チェストピース径:4.7cm
重量	176g
材質	チェストピース:ステンレス Yチューブ:塩化ビニル 耳管:ステンレス イヤーチップ:シリコン ノンチルリング・ノンチルカバー:塩化ビニル

