



## フォーメディックプラス™

### ワンタッチ駆血帯

#### CL100

- サイズ(cm/約) / 48x2.5cm ●重量/32g
- 材質 / バックル:プラスチック バンド:ポリエステル・ラテックス糸混紡

#### アンロックボタン

ワンタッチで簡単に取り外しが可能

#### ベルト

体に食い込みにくい2.5cmのバンド幅

#### リリースボタン

緩めることが簡単にできるリリースボタン付



ワンタッチ操作で簡単着脱。体に食い込みにくい幅広バンドを採用。

## 5 COLOR VARIATION

選べる5色のカラーバリエーション

