



## フォーメディックプラス™ ラテックスフリーワンタッチ駆血帯

### CL200

- サイズ(cm/約)／50x2.5cm ●重量/42g
- 材質/バックル:ABS樹脂 バンド:ポリエステル

#### スナップオンクリップ

指で押し込むだけで簡単に取り外しが可能

#### ベルト

体に食い込みにくい2.5cmのバンド幅

#### リリースボタン

わずかな力でバンドを緩めることができます



ライトブルー

#### COLOR VARIATION



ピンク オレンジ ミントグリーン パープル

## より便利に、より安全に、進化した駆血帯。

### Ergonomic Design

人の手に合わせて作られたデザイン

- ・人間工学を基に設計されたバックルは、手にスムーズにフィットし、使用の際にストレスを感じさせません。
- ・リリースボタンを締め付け部分に設置することで、わずかな力でもバンドを緩めることが可能になりました。
- ・リリース後、そのまま指をずらすことでクリップが外れるスナップオンクリップを採用。簡単に取り外すことができます。



1. リリースボタンを押し、バンドを緩めます



2. そのままクリップに指をずらします。



3. クリップを押し込むだけで簡単に外れます。

## Latex Free

使用者の安全を考慮し、アレルギーの心配がないラテックスフリー素材を採用。