

アナロイド血圧計(細腕大人用)

# FC-100V

Slender Arm&イージーリリースバルブ



女性や高齢者など細腕の方にも、  
安心して正確な血圧測定を。

女性や高齢者など腕の細い方は、  
従来の一般的な大人用カフでは正確な測定が難しい。  
細腕の方専用のカフがつかれないか。  
多数の医療機関や介護施設からご要望をいただきました。  
そこで、細腕にフィットする専用カフを開発。  
医療現場の課題解決に貢献します。

希望小売価格(税別) | 10,200円

測定圧力範囲重量	0~300mmHg	測定可能腕周	17cm~28cm
測定精度	±4mmHg以内	カフサイズ	縦14cm×長さ37cm



ネイビー



イージーリリース  
バルブ



エクストラ  
ロングチューブ




ラテックス  
フリー

## 細腕に特化したオリジナルカフ


測定可能腕周を一般大人用の24cm~36cmから、17cm~28cmにすることで、一般大人用カフでは測定が困難だった腕細の方でも高精度な測定が可能です。

### スレンダーアームカフ



37cm

### 大人用カフ



54cm

## エクストラロングチューブを標準装備

医療現場の要望を元に考案したフォーカルオリジナルの70cmエクストラロングチューブ。患者様との適切な距離が取りやすく測定操作の向上に貢献します。

## 安心のラテックスフリー仕様

ラテックスによる医療従事者・患者様のアレルギー罹患リスクを回避するため、ゴム素材は安心のオールラテックスフリーを標準仕様としています。