

アネロイド血圧計

FC-100V

ナイロンカフ&イーザーリリースバルブ



2つの選べる排気システムで、 より正確な血圧測定を実現。

脈音を確認しながらダイヤルを微調整して排気を行う。
血圧測定は、繊細な2つの作業を同時に行います。
だからこそ、より簡単に正確に測定できる機能が必要でした。
従来のダイヤル方式に加え、ボタンを押すだけのプッシュ方式を採用。
選べる排気システムで正確な血圧測定を実現します。

希望小売価格(税別)

ナイロンカフ&イーザーリリースバルブ	9,850円
コットンカフ&イーザーリリースバルブ	8,850円
ナイロンカフ(ネジ式のみバルブ)	8,850円
コットンカフ(ネジ式のみバルブ)	7,850円

測定圧力範囲重量	0~300mmHg
測定精度	±4mmHg以内
測定可能腕周	24cm~36cm
カフサイズ	縦14cm×長さ54cm

ナイロンカフカラーバリエーション



コットンカフカラー



イーザーリリース
バルブ

エクストラ
ロングチューブ

ラテックス
フリー

エクストラロングチューブを標準装備

医療現場の要望を元に考案したフォーカルオリジナルの70cmエクストラロングチューブ。患者様との適切な距離が取りやすく、測定操作の向上に貢献します。

安心のラテックスフリー仕様

ラテックスによる医療従事者・患者様のアレルギー罹患リスクを回避するため、ゴム素材は安心のオールラテックスフリーを標準仕様としています。



50万回の 耐久性試験をクリア

計量法の規格要求加減圧耐久性3万回に対し、16倍の50万回の耐久性試験をクリアしました。

16倍の高耐久性

※血圧計本体の検査体制