

マーキュリーフリー血圧計

FC-510

ナイロンカフ&イーザーリリースバルブ



従来と同じ測定方法で、より高精度に。
血圧測定の現場に使いやすさと安心を。


WHOが推奨する聴診法での血圧測定を、
従来と変わらない簡単操作でできないか。
医療現場の声をもとに、血圧測定時の使いやすさはもちろん、
環境にも優しい血圧計が生まれました。
従来と変わらない慣れた操作方法で、より正確な血圧測定を実現します。

希望小売価格(税別)

ナイロンカフ&イーザーリリースバルブ	14,200円
コットンカフ&イーザーリリースバルブ	13,000円
ナイロンカフ(ネジ式のみバルブ)	13,000円
コットンカフ(ネジ式のみバルブ)	12,000円

測定圧力範囲重量	20~298mmHg
測定精度	±3mmHg以内
測定可能腕周	24cm~36cm
カフサイズ	縦14cm×長さ54cm

ナイロンカフカラーバリエーション



コットンカフカラー



イーザーリリース
バルブ

エクストラ
ロングチューブ

ラテックス
フリー



見やすいバックライト付き液晶パネル

夜間病棟など、暗い場所でも明瞭に測定できるように、バックライト機能付き液晶パネルを採用。一定時間をすぎると自動でOFF。無駄な電池消費をセーブします。

エクストラロングチューブを標準装備

医療現場の要望を元に考案したフォーカルオリジナルの70cmエクストラロングチューブ。患者様との適切な距離が取りやすく、測定操作の向上に貢献します。

安心のラテックスフリー仕様

ラテックスによる医療従事者・患者様のアレルギー罹患リスクを回避するため、ゴム素材は安心のオールラテックスフリーを標準仕様としています。