

focal tone™ basis S for child

ベイスSフォーチャイルド

使いやすさと聴きやすさを追求したチェストピース。
小さな体へのフィット性を考慮した小児用モデル。



ダブルヘッド



フィンガー
シェイプデザイン



ステンレス製
チェストピース



スムーズフィット
イヤータップ



ロングチューブ



ラテックス
フリー



希望小売価格(税別) | 13,400円

サイズ	全長:76cm、チェストピース径:3.5cm
重量	156g
材質	チェストピース:ステンレス Yチューブ:塩化ビニル 耳管:ステンレス イヤータップ:シリコン ノンチルリング・ノンチルカバー:塩化ビニル



ブラック



パステルピンク



シャインレッド



マゼンタ



ライラック



バイオレット



マリンブルー



セイルブルー



ロイヤルブルー



カリビアン
ブルー



フォレスト
グリーン

focal tone™ basis S educational scope

ベイスS
エデュケーショナルスコープ

2人~4人が同時に音を聞き取れ、
正確な聴診を学ぶことができる教育用聴診器。



ダブルヘッド



フィンガー
シェイプデザイン



ステンレス製
チェストピース



スムーズフィット
イヤータップ



ロングチューブ



ラテックス
フリー




希望小売価格(税別) | 2人用 20,000円
4人用 30,000円

サイズ	全長:約135cm、チェストピース径:4.7cm
重量	334g
材質	チェストピース:ステンレス Yチューブ:塩化ビニル 耳管:ステンレス イヤータップ:シリコン ノンチルリング・ノンチルカバー:塩化ビニル



ブラック

取り回ししやすいロングチューブ



全長135cm

4人用