

FC-301S プレミアスコープ

振動板面は力の強弱で、低周波・高周波の聴音切り替えが可能。
高性能ながら持ち運びしやすい軽量ダブルヘッドタイプ。



ダブルヘッド



サスペンデッド
ダイヤフラム



フィンガー
シェイプデザイン



アルミニウム製
チェストピース



ソフトシリコン
イヤータップ



ロングチューブ



ラテックス
フリー



希望小売価格(税別) | 9,800円

サイズ	全長:78cm、チェストピース径:4.5cm
重量	138g
材質	チェストピース:アルミニウム Yチューブ:塩化ビニル 耳管:ステンレス イヤータップ:シリコン ダイヤフラムリング・ベルカバー:エラストマー



FC-201S スーパースコープ

聴診時に肌に冷感を与えないノンチルカバー付き。
集音部が2面ある軽量ダブルヘッドタイプ。



ダブルヘッド



アルミニウム製
チェストピース



ソフトシリコン
イヤータップ



ロングチューブ



ラテックス
フリー



希望小売価格(税別) | 5,800円

サイズ	全長:77cm、チェストピース径:4.7cm
重量	116g
材質	チェストピース:アルミニウム Yチューブ:塩化ビニル 耳管:ステンレス イヤータップ:シリコン ノンチルカバー:塩化ビニル

