

focal tone™ advance II アドバンス II

振動板面は力の強弱で、低周波・高周波の聴音切り替えが可能。

高い聴音効率で同一面での連続診察を可能に。



ダブルヘッド



フィンガー
シェイプデザイン



サスペンデッド
ダイヤフラム



ステンレス製
チェストピース



スムーズフィット
イヤーチップ



ロングチューブ



ラテックス
フリー



希望小売価格(税別) | 19,500円

サイズ	全長:78cm、チェストピース径:4.5cm
重量	186g
材質	チェストピース:ステンレス Yチューブ:塩化ビニル 耳管:ステンレス イヤーチップ:シリコン ダイヤフラムリング・ベルカバー:エラストマー



focal tone™ basis S ベイシスS

硬度・音響性能の高いステンレスを採用。

ベーシックな機能を進化させたスタンダードモデル。



ダブルヘッド



フィンガー
シェイプデザイン



ステンレス製
チェストピース



スムーズフィット
イヤーチップ



ロングチューブ



ラテックス
フリー



希望小売価格(税別) | 12,200円

サイズ	全長:77cm、チェストピース径:4.7cm
重量	176g
材質	チェストピース:ステンレス Yチューブ:塩化ビニル 耳管:ステンレス イヤーチップ:シリコン ノンチルリング・ノンチルカバー:塩化ビニル

