

BLACK
edition

黒が映える、特別なステート

成人・小児2つの両面サスペンデッド・ダイアフラム

focal toneTM expert

フォーカルトーン エキスパート
ブラックエディション

希望小売価格(税別) | 23,600円

サイズ	全長:77cm、チェストピース径:4.5cm
重量	186g
材質	チェストピース:ステンレス、Yチューブ:塩化ビニル、 耳管:ステンレス、イヤークリップ:シリコン、ノンチルカバー:エラストマー

※その他製品仕様につきましてはフォーカルトーン エキスパート (P7) をご覧ください



ステンレス聴診器ベーシックモデル

focal toneTM basis S

フォーカルトーン ベイシス S
ブラックエディション

希望小売価格(税別) | 15,400円

サイズ	全長:77cm、チェストピース径:4.7cm
重量	176g
材質	チェストピース:ステンレス Yチューブ:塩化ビニル 耳管:ステンレス イヤークリップ:シリコン ノンチルリング・ノンチルカバー:塩化ビニル



※その他製品仕様につきましてはフォーカルトーン ベイシス S (P9) をご覧ください